



## MicroSnap™ | Enhanced Nutrient Broth

【販売窓口】

**アンカーテクノ株式会社**

&lt;本店・ご注文窓口&gt;

〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町4-2-2新大宮伝宝ビル

Tel: 0742-36-8031 Fax: 0742-36-8032

問合せE-mail: info@anchor-t.co.jp

&lt;東京営業事務所&gt;

〒110-0005 東京都台東区上野2-12-18

池之端ヒロハイツ2F インスクエア

MicroSnap Enhanced Nutrient Broth はすぐに使用できる、非選択培地です。9ml の培養液量は、製品サンプルを 6~8 時間内に低レベルで検出できます。培地は、特に 1mL の牛乳のサンプル用に設計されており、MicroSnap Total、MicroSnap coliform 及び MicroSnap E.coli との互換性があります。MicroSnap Enhanced Nutrient Broth は扱いが簡単で低価格であり、8 時間以下で個数を数値の表示及び低レベル(1CFU/mL 牛乳)の検出が可能です。

### メリット:

- 低レベル検出(1CFU/mL の牛乳)。
- 複数の検出テストに対応(一般生菌数、大腸菌群、大腸菌)
- 9mL の培養液量は、試料中の干渉物質を低減。
- 相互作用による活性反応により干渉物質が低減。
- 冷蔵庫内(2~8°C)で 12 か月保存可能。

### 互換性テストキット:



#### MicroSnap Total

6~8 時間以内で一般生菌数結果がわかり、勤務時間(シフト)内で微生物レベルが把握できます。陽陰性の結果は、8 時間以内にわかります。菌数の結果は、早ければ 6 時間程度でご利用可能です。

#### MicroSnap Coliform & E. coli

MicroSnap Coliform and E. coli は大腸菌群大腸菌の検出及び計数のための迅速な試験キットです。Enhanced Nutrient Broth を使用すると、牛乳試料についての陽陰性の結果が、8 時間以内にご利用可能です。

カタログ番号	説明	数量
MS-E-EN-9BROTH	MicroSnap Enhanced Nutrient Broth (9mL)	100
ENSURE	EnSURE Monitoring System with SureTrend Software	1
MS-TOTAL	MicroSnap Total (一般生菌数)検出キット	100
MS-ECOLI	MicroSnap E. coli(大腸菌)検出キット	100
MS-COLIFORM	MicroSnap Coliform(大腸菌群)検出キット	100

REV B 072014



## MicroSnap™ | Enhanced EB Broth

MicroSnap Enhanced EB Broth は、すぐに使用できる、非選択培地です。9ml の培養液量は、製品サンプルを 6~8 時間内に低レベルで検出できます。培地は、特に 1mL の牛乳サンプル用に設計されており、MicroSnap EB、MicroSnap coliform 及び MicroSnap E.coli との互換性があります。MicroSnap Enhanced EB Broth は扱いが簡単で低価格であり、8 時間以下で個数を数値の表示及び低レベル(1CFU/mL 牛乳)の検出が可能です。

### メリット:

- 6-8 時間での低レベル検出(1 CFU/ mL の牛乳)。
- 複数の検出テストに対応(腸内細菌科菌群、大腸菌群、大腸菌)。
- 9mL の培養液量は、試料中の干渉物質を低減。
- 相互作用による活性反応により干渉物質が低減。
- 冷蔵庫内(2~8°C)で 12 か月保存可能。

### 互換性テストキット:



#### MicroSnap EB

6~8 時間以内で腸内細菌科菌群結果がわかり、勤務時間(シフト)内で微生物レベルが把握できます。陽陰性の結果は、8 時間以内にわかります。菌数の結果は、早ければ 6 時間程度でご利用可能です。

#### MicroSnap Coliform & E. coli

MicroSnap Coliform and E. coli は大腸菌群、大腸菌の検出及び計数のための迅速な試験キットです。Enhanced Nutrient Broth を使用すると、牛乳試料についての陽陰性の結果が、8 時間以内にご利用可能です。

【販売窓口】

**アンカーテクノ株式会社**

<本店・ご注文窓口>

〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町4-2-2新大宮伝宝ビル

Tel: 0742-36-8031 Fax: 0742-36-8032

問合せE-mail: info@anchor-t.co.jp

<東京営業事務所>

〒110-0005 東京都台東区上野2-12-18

池之端ヒロハイツ2F インスクエア

TEL: 03-3821-1111

カタログ番号	説明	数量
MS-E-EB-9BROTH	MicroSnap Enhanced EB Broth (9mL)	100
ENSURE	EnSURE Monitoring System with SureTrend Software	1
MS-EB	MicroSnap EB (腸内細菌科菌群) 検出キット	100
MS-ECOLI	MicroSnap E. coli (大腸菌) 検出キット	100
MS-COLIFORM	MicroSnap Coliform(大腸菌群)検出キット	100

REVB 072014